



## LIPOELASTIC© KIYAFETLER

### DÜNYA ÇAPINDA LIPOELASTIC©

LIPOELASTIC firmasının Avrupa'daki en büyük sıkıştırıcı kıyafet üreticisi olduğunu, Orta Doğu'da piyasa lideri sıfatıyla hareket ettiğini ve kendi sektöründe dünyanın ikinci en başarılı işletmesi olarak değerlendirildiğini biliyor muydunuz?


LIPOELASTIC firması, müşterilerine piyasadaki en kapsamlı ve en geniş sıkıştırıcı kıyafet yelpazesini sunmakta olup, katalogumuzda 80 farklı tür ve tasarımda kıyafet bulunmaktadır. Sizler sayesinde dünya çapında 70'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.




## SIKIŞTIRICI KIYAFETLERİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ

LIPOELASTIC firmasına ait sıkıştırıcı kıyafetlerin tercih edilme nedenlerini açıklamama müsaade ediniz. Sıkıştırma opsiyonu, uzun yıllardır ameliyat sonrası temel prosedürler bakımından oldukça faydalı bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Aşağıda sıkıştırılmış ve sıkıştırma işlemine tabi tutulmamış bir cilde ilişkin karşılaştırma yer almaktadır.



Sıkıştırmaya tabi tutulmayan cilt:



LIPOELASTIC© sıkıştırıcı kıyafet ile sıkıştırılan cilt:

Söz konusu prosedür sonrasında uygun sıkıştırma yönteminin güvence altına alınmasının ne derece önemli olduğunu görmektesiniz.

## SIKIŞTIRICI KIYAFETLERİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ

### LIPOELASTIC©

Elastik yapıdaki sıkıştırıcı kıyafetler, estetik cerrahisinde ameliyat sonrası bakımın en yaygın türlerinden birini teşkil etmekle birlikte aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü kullanılmaktadır:


- Şişlik, bere ve keloit izlerin oluşumunu en aza indirmektedir.
- Enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
- Vücut hatlarını şekillendirmekte ve implantları sabitlemektedir.
- Ağrıyı hafifletmektedir.
- İyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Gerçek sonuçlar verebilecek bu tedavi yöntemini keşfedin.

## KULLANIM MALZEMELERİ

LIPOELASTIC a.s., kullanım malzemeleri bakımından katı koşullar benimsemekte olup, uluslararası çapta bilinen şirketlerce geliştirilen zararsız maddelerden faydalanmaktadır.

Tüm kullanım malzemeleri, Avrupa Birliği ve İsviçre'deki üreticilerden satın alınmaktadır. Bahsi geçen üreticiler Almanya, İspanya, Fransa ve aynı zamanda Çek Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır.



## ÖKO-TEX 100

Tüm kullanım malzemelerin bazı katı kriterleri karşılması ve doğrudan hastaların ciltlerine yönelik olarak kullanılmaları yönüyle Oeko-Tex 100 sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Öko-Tex sertifikası, tarafımızda üretilen ve Almanya'daki Hohenstein Deneme Kurumu tarafından yıllık bazda test edilen kıyafetlerde zararlı maddelerin bulunmadığını güvence altına almaktadır. Söz konusu sertifika, tüm ürünlerimizin kaliteli ve güvenli olduğu, kıyafetlerimizin ise lateks içermediği konusunda bir garanti niteliği taşımaktadır.



## ISO 9001:2001

Kıyafetlerimizin üretimi, ISO 9001:2001 standardının öngördüğü gereklilikleri karşılamaktadır.

Bu, şirketimize uygulanan aşağıdaki kontrol süreçlerini onaylayan ve uluslararası çapta bilinen bir kalite yönetim sistemidir.

- Mal kabulü ve malzeme testlerinden
- Üretim hazırlıklarına,
- Üretim sürecine,
- Çıktı denetimine
- Ve müşteri teslimatına kadar.

Bu sertifika, LIPOELASTIC firmasının daima kusursuz müşteri ve hasta memnuniyetini sağlamak istediğini garanti etmektedir.



## UYGUNLUK BEYANI

Ürünlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen klinik değerlendirmeler doğrultusunda “AT Sertifikası” olarak bildiğiniz Avrupa Piyasasına Uygunluk Sertifikasını ihraç etmekteyiz.

LIPOELASTIC firmasınınca geliştirilen ürünler, 93/42/AET sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 336/2004 sayılı Hükümet Düzenlemeleri tarafından öngörülen gereklilikleri karşılamakta olup, CE işaretini kullanmaya yetkilidir.



## AMERİKAN GIDA VE İLAÇ KURUMU

**SİCİL NUMARASI: 300 88 635 14**

Amerikan piyasasına yönelik olarak 510 sayılı Piyasaya Arz Öncesi Tebliğler gerekliliğine uygun hareket etmekteyiz.

FDA kısaltması ile anılan Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu

Ürünlerimiz, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından listelenmiş olup, A Sınıfı cihaz şeklinde değerlendirilmektedir.



**BİRLEŞİK DEVLETLER Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu Piyasaya Arz öncesi Tebliğ 510(k)**

## EN ÜSTÜN KALİTELİ MALZEMELER

Sıkıştırıcı kıyafetlerde bulunması gereken en önemli öge, üretimde kullanılan kumaşlardır.

Sipariş üzerine Avrupa'daki üreticilerden temin edilen üstün kaliteli malzemeler, LIPOELASTIC firmasının kıyafet üretiminde kullanılmaktadır.

Tüm malzemeler, Çek Cumhuriyeti'nin Brno bölgesinde bulunan Tekstil Test Kurumu (TZU) tarafından düzenli olarak teste tabi tutulmaktadır.



Sicil Numarası: 106/2003  
ISO 9001  
ONAYLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

## MALZEME ONAYI

Firmamız için Tekstil Test Kurumu (TZU) tarafından geliştirilen ve ürünlerimize yönelik olarak bizlere kusursuz özellikler ve sertifikalar sunan 5 önemli testi açıklamama izin veriniz.




Sicil Numarası: 106/2003  
ISO 9001  
ONAYLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

## DOĐRU SIKIŐTIRMA

Dikkatli bir biçimde incelenen temel kriterler, kumaŐların boylamsal ve enine sıkıŐtırma parametreleridir. Söz konusu testler, Lycra ticari markası altında elastik fiber üretimi gerçekteŐtiren dünyaca ünlü DuPont üretici şirketin yöntemleri dođrultusunda gerçekteŐtirilmektedir.

Bu düzenli testler, 17-22 mm/Hg aralıđındaki kıyafetler için gereken sıkıŐtırma düzeyini konusunda partnerlerimize güvence vermemizi sađlamaktadır. Bađımsız kıyafet türleri, normal vücut bölgelerini temsil eden gövdelere giydirilir ve İsveçli üretici Swisslastic AG şirketi tarafından geliştirilen MST MK IV isimli ölçüm cihazı ile sürekli olarak teste tabi tutulur.



Ölçüm Noktaları



## SILVER PROTECT – YÜKSEK ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİK

Silver Protect© ile sağlanan koruma düzeyi, ameliyat sonrasında ciltte bakteri oluşumunu engellemektedir.

Söz konusu test, aşağıda belirtilen en yaygın bakteri türü ile gerçekleştirilmektedir:

- KLEBSİELLA PNEUMONIAE VE STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

Elde edilen sonuçlar, ilgili tedavi sürecinde kullanılan malzemenin, söz konusu bakterilerin oluşma ihtimalini ortadan kaldırdığını kanıtlamaktadır.

SILVER PROTECT© seçeneğine sahip LIPOELASTIC© kıyafet kullanılmadan önce




SILVER PROTECT© seçeneğine sahip LIPOELASTIC© kıyafet kullanıldıktan sonra





## NEM BUHARI GEÇİRGENLİĞİ

CSN EN 31092 sayılı standarda göre en üstün mukavemet 2-3 m<sup>2</sup>Pa/W değerleri arasındadır. LIPOELASTIC® malzemeleri ise ideal 2.57 m<sup>2</sup>Pa/W değerini karşılamaktadır.



## EN 31092 SAYILI STANDARDA YÖNELİK TEST

SU-BUHAR MUKAVEMETİ HAVUZLAMASI (m<sup>2</sup> . Pa/W)




## TER YÖNETİMİ

800 – 900 g/m<sup>2</sup>S değerleri arasındaki ter iletiminin değeri, ilk orandır. LIPOELASTIC® malzemelerinden elde edilen sonuçlar ise 815 g/m<sup>2</sup>S değerine ulaşmaktadır.

### EN 16422 SAYILI STANDARDA YÖNELİK TEST

TER İLETİMİ (g/m<sup>2</sup> . s)



## NEM KONTROLÜ


LIPOELASTIC® ürünü ile yapılan nem kontrolü testleri sonucu % 85 olarak göstermektedir.

Bu sonuç, hastaya ürünü kullanırken kuruluk hissi verir.

Kıyafet altındaki terleme

LIPOELASTIC® kıyafeti

Dışarı atılan ter



## MAKSİMUM ISLAK YARIÇAP

UNIQUE 1

**MÜKEMMEL 1**

CLASSIC 0,85

ÇOK İYİ

İYİ

YETERLİ

YETERSİZ



## 2 AŞAMA

Kıyafetlerimizin avantajlarını ve özelliklerini dinlediniz. TIC tüm plastik cerrahi prosedürleri ile ilgili yaklaşık 80 tip kıyafet sağlamaktadır fakat LIPOSAKŞIN makinesi sunumunda olduğumuza göre, sunumda sadece liposakşın kıyafetlerine odaklanmak isterim.

Ameliyatın sonucu sadece ünlü bir doktor ya da uygun liposakşın aygıtları ile değil fakat önemli olarak operasyon sonucu dönem için iyi şekilde seçilmiş bir sıkılaştırma kıyafeti ile etki kazanır.

## MÜKEMMEL LİPOSAKŞIN SONUCU İÇİN 2 AŞAMA

Bu durum için LIPOELASTIC 2 aşamalı bir proje geliştirmiştir.

### 1.AŞAMA

#### CLASSIC ÜRÜN YELPAZESİ

Ameliyattan sonra acil şekilde ilk aşamada, Classic ürününden yapılmış bir kıyafet koleksiyonunu önermekteyiz.



## CLASSIC ÜRÜN YELPAZESİNİN SUNDUĞU FAYDALAR

CLASSIC ürünü yelpazesi kıyafetlerinin ana faydası nedir?

Bu CLASSIC ürünleri gümüş nanoparçacıkları içermektedir.

Gümüş bakteri üremesini yok eder,


iyileşme sürecini hızlandırır ve dahası

istenmeyen kokuyu azaltır.

Nanoparçacıklar

Etkin efekt

Cilt



Bu modikasyon global arenadaki rekabette gerçekten benzersiz özelliğini taşımaktadır.

## GÜMÜŞ PROJESİ

Gümüş nano parçacıkları mikroplarını yayılmasını yavaşlatır, iyileşme sürecini hızlandırır ve kokuyu azaltır.

## KONFORLU TASARIM

- Fermuarlar bir sıra kopçalar ve ilmikler ile takviye edilmişlerdir.
- Ameliyat sonrası kolay ve pratik elbise değişimi sağlanmıştır.


Alt fermuar

Halkalı ilmik

Kolay kapanış için Güvenlik

kopçası ve halkası

fermuar bağlayıcı



## 2 AŞAMA


### UNIQUE ÜRÜN YELPAZESİ

Tedavinin ikinci aşamasında, ameliyat sonrası kontrol için hasta geldiğinde, tıbbi ekip yeni patentli Unique ürün yelpazesinden kıyafetler tavsiye etmelidir.

### FARKLI TASARIM

Şişliklerin azaldığı ve ağrının başladığı döneme ait tedavinin bu aşamasında, hasta hala yavaş yavaş kütle kaybı yaşamaktadır ve bu değişken bağ sayesinde, en uygun sıkılaştırmayı korumak için hasta kıyafetin boyutunu azaltabilir ve ayarlayabilir.

- Güvenlik kopçası
- Sıkılaştırmanın ayarlanması için
- 3 sıra halinde gözlü ilmikler
- Güvenlik kopça-ilmliği



### UNIQUE ÜRÜN YELPAZESİNİN SUNDUĞU FAYDALAR

Özel nokta sistemli delikli 3 boyutlu materyal deriyi masaj yapmakta ve böylelikle kan akışını hızlandırmaktadır. Aynı zamanda da, mikroklima özelliği ile, kıyafetin nefes almasını sağlayarak böylelikle istenmeyen nem oluşumunun engellenmesini sağlar.


Bu hastalar için iyi bir motivasyon kaynağıdır.

Bu iki kıyafet arasındaki boyut farkını önceden görebilmekteler ve daha küçük bir kıyafeti 14 gün içinde giymeyi dört gözle bekliyorlar.

3D teknolojisi deri masajı

Buharlaştırma

Cilt



## MİKRO KLİMA

Delikli 3 boyutlu materyal derinin sadece bazı noktalarına temas sağlar. Deri hareketi esnasında ondan masajda bulunur ve böylelikle kan akışını hızlandırır. Özel 3 boyutlu delikler ile nem emer ve atımını sağlarken, mikro klimayı korur.

Mükemmel görünümü yaratmak için yetenekli bir estetik cerrah gerekir.

Fakat sadece LIPOELASTIC® kıyafetleri size doğru hissi verir.

Görebileceğiniz ve hissedebileceğiniz muazzam bir fark.

LIPOELASTIC ile mutlu olan hastayı dinleyelim.

İşte bu LIPOELASTIC® kıyafetlerini diğerlerinden farklı kılmaktadır.